



TU PIEL SE SIENTE

**GENYAL**®

 ALTA TECNOLOGÍA SUIZA

guapa a los 30, guapa a los 40, guapa a los 50...

**Una piel más joven a cualquier edad**

# Nosotros envejecemos, lo mismo ocurre con nuestra piel.

El envejecimiento de la piel es un proceso lento pero ineludible; esta degradación de las funciones biológicas de la piel afecta a nuestro aspecto.

La piel joven es rica en ácido hialurónico; sin embargo, a medida que envejecemos disminuye en el organismo. Las líneas de expresión y las arrugas empiezan a aparecer. El volumen facial disminuye y toda la armonía del rostro cambia.

Además, la edad, las hormonas, la exposición al sol y el consumo de tabaco, pueden producir arrugas, haciendo que la piel se sienta más frágil y menos elástica. Al mismo tiempo que aparecen todos estos factores, también interviene la gravedad, que tira de la piel y hace que ésta se descuelgue.

Por último, la capacidad de absorber y retener agua es esencial para suavizar y dar a la piel un aspecto elástico; a medida que los años pasan, la piel va cambiando, presentándose más seca, áspera, inelástica y con falta de luminosidad.

# GENYAL<sup>®</sup>

 ALTA TECNOLOGÍA SUIZA

El ácido hialurónico es un componente natural del organismo con muchas funciones, una de las cuales es proporcionar agua a la piel, aportando hidratación, elasticidad, firmeza y volumen a nuestra piel.

GENYAL<sup>™</sup>  
Genyalift



## Un refuerzo natural para cualquier edad

Entre las opciones disponibles para retrasar las líneas y las arrugas, los rellenos dérmicos de ácido hialurónico son una solución “muy popular”, porque amortiguan muy bien las señales de envejecimiento e hidratan el tejido cutáneo.

El tratamiento es rápido, cómodo, no supone exclusión social y ofrece unos resultados visibles de inmediato.

Una de nuestras mayores preocupaciones es el temor a experimentar un cambio drástico en la apariencia de la piel. Con la gama GENYAL, se consigue una mejoría estética natural.

GENYAL aporta una mejora en la hidratación, firmeza y elasticidad de la piel, proporcionándole un aspecto visiblemente más joven.

## ¿Sabías qué...

... la **aplicación** de **GENYAL** es sencilla; el médico inyecta el relleno bajo la superficie de la piel, a una profundidad muy baja para las arrugas finas y mayor para las arrugas y pliegues más importantes?

... la **duración de los efectos** de **GENYAL** dependen de la edad, la cantidad de relleno inyectada, la colocación, la calidad de la piel y el estilo de vida del paciente?

... los efectos benéficos de los rellenos dérmicos **GENYAL perduran hasta un año?**


... **GENYAL** fluye con suavidad, por lo que **resulta fácil de inyectar** y repartir uniformemente, obteniendo resultados de inmediato?

... después de un diagnóstico de la piel, el doctor elige el producto más adecuado de nuestra gama **GENYAL** para **satisfacer tus necesidades?**


... la aplicación del tratamiento de belleza **GENYAL dura 30 minutos**, pudiendo reanudar inmediatamente tu actividad diaria con un aspecto natural?

... las inyecciones de **GENYAL** son prácticamente **indoloras?**

... con **GENYAL** no se requieren **pruebas previas** de intolerancia?

A close-up photograph of a person's face, focusing on the nose and mouth. A syringe is positioned near the nose, and a product box with green and blue leaf-like graphics is visible in the background. The text 'GENYAL' is printed on the box. The overall scene suggests a cosmetic or medical procedure.

Tu piel se siente **GENYAL**<sup>®</sup>

 ALTA TECNOLOGÍA SUIZA

## Resultados inmediatos y naturales

- **GENYAL** es un tratamiento de **belleza instantáneo**, para mejorar tu aspecto de forma inmediata.
- **GENYAL hidrata profundamente** y rejuvenece tu piel.
- **GENYAL** mejora el tono y la **elasticidad** de tu piel.
- **GENYAL corrige las líneas de expresión**, las arrugas e incluso los pliegues cutáneos.
- **GENYAL** define el óvalo facial.

## Alta tecnología. Máxima seguridad

- **GENYAL** es ácido hialurónico **100% natural** de origen no animal.
- Estudios de biocompatibilidad realizados por **GENYAL** demuestran, que el ácido hialurónico se integra de forma natural en la piel. El resultado se traduce en una **inmejorable tolerancia sobre la piel tratada**.

## Permanencia en el tiempo

- **GENYAL** no es permanente, **se reabsorbe de forma natural** a lo largo del tiempo.
- **GENYAL** aporta **resultados desde el primer día**, manteniéndose inalterados en el tiempo de permanencia.
- El tiempo de permanencia de **GENYAL** depende de cada persona y el área tratada.
- Los efectos de **GENYAL** son inmediatamente visibles y de **mayor duración en el tiempo**; duran hasta un año en función del tratamiento y tipo de piel.

## Tu piel siente el resultado más

El cuidado diario ayuda a mantener los resultados obtenidos  
Le presentamos la solución verdaderamente eficaz para  
**reforzar la piel**, antes, durante y después de los tratamientos  
con **GENYAL**

**GENYAL**<sup>®</sup>  
ALTA TECNOLOGÍA SUIZA



**VITAMINA K**  crema

Eficaz cuidado cosmético que favorece la  
micro circulación periférica y la disminución  
de la coloración en la zona tratada

Tubo de 25 ml CN: 178356.1

Tubo de 75 ml CN: 179758.2



**VITAMINA C**  sérum

Acción global anti-edad  
sobre las imperfecciones y  
la luminosidad de la piel

Gotero de 15 ml


CN: 178405.6



**VITAMINA C**  crema  
 Acción global anti-edad;  
 profunda hidratación y  
 máxima luminosidad


Tarro de 50 ml  
 CN: 178355.4



**ÁCIDO HIALURÓNICO**  sérum  
 Descontractivo de las arrugas dinámicas  
 y líneas de expresión. Óptima hidratación,  
 elasticidad y protección a la piel


Gotero de 30 ml  
 CN: 178406.3



**COLÁGENO**  crema  
 Estimula la síntesis de colágeno joven  
 y la longevidad celular

Tarro de 50 ml  
 CN: 178357.8



**PROTEOGLICANOS**  sérum  
 Refuerza la unión dermo-epidérmica y  
 recupera, de forma natural, la arquitectura  
 interna tridimensional de la piel

30 viales de 2 ml  
 Piel normal-seca CN: 177010.3  
 Piel normal-mixta CN: 177012.7  
 6 viales de 2 ml  
 Piel normal-seca CN: 177009.7  
 Piel normal-mixta CN: 177011.0

A close-up, high-angle photograph of a woman's face, focusing on her right eye. The eye is light brown with a dark pupil and is looking directly at the camera. The skin is fair and the lighting is soft, creating a gentle, professional atmosphere. The background is a blurred, light-colored surface.

# GENYAL<sup>®</sup>

 ALTA TECNOLOGÍA SUIZA

La información de este folleto está pensada para ayudarle a estar bien informado.

Si desea saber más acerca de lo que puede hacer por usted, pregunte a su médico.

EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA

***AG Farma***

Einstein 2 P.T.M. | 28760 Tres Cantos - Madrid | [www.agfarma.com](http://www.agfarma.com)